

MANUEL D'UTILISATION

USER MANUAL





ENGLISH

06

日本語

21


FRANCAIS

35

PACKAGE DETAILS

**ON YOUR PACKAGE,
YOU WILL FIND :**

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1 Élégance | 5 User Manual |
| 2 Lotion Oxygène | 6 USB |
| 3 Sérum La Crème | 7 Bag |
| 4 Beauté Coton | |



DEVICE SPECIFICATIONS

ÉLÉGANCE HAS FOUR MODES:

- CLEAN
- IPL
- LIFT
- EYE CARE

THERE ARE TWO BUTTONS ON THE DEVICE:

1



Power switch

2




M button

PRECAUTION



Avoid charging the device with external cables.




Do not use water to clean the equipment.



OPERATING MODE


1 POWER ON/OFF

Press the on/off button for three seconds to turn on/off.




2 SELECT MODE

Briefly hold the on/off button to switch modes (Clean, IPL, Lift, Eye Care)




3 SET VIBRATION INTENSITY

By pushing the "M" button, you may select the vibration level (low, medium, or high) for each mode (except Eye Care Mode).



4 EYE CARE LIGHT

When you select this mode, you can choose whether to initiate red light therapy or not by pressing the "M" button.



MODE CHOICE

CLEAN

Select the Clean mode to remove dirt and stains from your skin. You can apply **Lotion Oxygène** to gain better efficiency. Adjust the vibration intensity based on the size of the area to be cleaned.

LIFT

To revitalize your skin, use the Lift setting. You can use **Sérum La Crème** for additional efficiency.

IPL

Select the IPL mode for glowing, rejuvenated skin. For increased efficiency, use **Sérum La Crème**.

EYE CARE

Select Eye Care to reduce dark circles and wrinkles around the eyes. You can improve your efficiency by using **Sérum La Crème**.

MAINTENANCE

Only use the included accessories to charge the device's battery.


Allow 1 hour for the device to charge.

The indicator light indicates that the battery has been completely charged.


After usage, clean the device's head with the tissue.

CLEAN MODE


- 1** Remove the cotton stopper from the device and cover it with a cotton pad. Replace the cotton stopper to fasten the cotton pad.




- 2** To improve efficiency, immerse a cotton pad with **Lotion Oxygène**.





- 3** Choose the **CLEAN** mode by clicking the Power button.



- 4** Select vibration level by pressing M.




Use Clean mode for one minute to effectively cleanse the skin.




IPL MODE


- 1** Take the cotton stopper from the device and replace it with a fresh cotton pad. Replace the cotton stopper to fasten the cotton pad.




- 2** You can enhance the effectiveness of fresh cotton pads by soaking them with **Sérum La Crème**.



- 3** Choose the **IPL** mode by clicking the Power button.




- 4** Select vibration level by pressing M.



For optimal effectiveness, use the IPL mode for two minutes.

- 5** Mode the device sequentially from areas 1 to 6, once for each region.




- 6** Remove cotton pad and wipe device's head with tissue paper.




LIFT MODE


1 Remove the cotton stopper from the device and replace it with a new cotton pad.
Replace cotton pad to repair cotton pad.




2 New cotton pads can be soaked with **Sérum La Crème** to increase their effectiveness.



3 Select **LIFT** mode by pressing the Power button.




4 Select vibration level by pressing the M button.



Use Lift mode for 3 minutes for efficient lifting.

5 Mode the device sequentially.




6 Clean the device's head with a tissue after removing the cotton pad.




EYE CARE MODE


- 1** Take the cotton stopper from the device and replace it with a fresh cotton pad. Replace the cotton stopper to fasten the cotton pad.




- 2** You can enhance the effectiveness of fresh cotton pads by soaking them with **Sérum La Crème**.



- 3** Select **EYE CARE** mode using the Power button.




- 4** Select whether or not to engage the red-light therapy by pushing the "M" button.




Use the Eye care mode for 2 minutes for maximum efficiency.

5 Treat each region at the same time.



6 If you used a cotton pad, remove it and wipe the device's head with tissue.



SAFETY PRECAUTIONS

DO NOT USE THIS UNDER THE FOLLOWING CONDITIONS:

- In conjunction with pacemakers or other implanted electronic medical devices, artificial heart-lung machines, life-support medical devices, electrocardiographs, or other wearable gadgets.
- If you have a skin ailment or problem, an allergy, or sensitive skin.
- If you're ill, inebriated, pregnant, menstruating, breastfeeding, or taking a drowsy medication.
- If you've had eye or face surgery or are being treated for eye or face diseases.

DO NOT REPEATEDLY APPLY TO THE SAME AREA:

- Ensure that the device is being moved across the skin while in use. Do not use on areas that cannot be reached by the entire surface of the electrode head.

WARNING!

- Do not use near combustible materials.
- Do not use in the bathroom or near a bathtub, shower, sink, or other water-filled containers, as it is not water-resistant.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify this device.
- Stop using if any problem occurs, such as an abnormal odor or excessive heat.
- If you feel an earthquake or witness lightning while a device is charging, switch off device.
- Store the equipment in a suitable location.

ATTENTION!

- Ensure the electrode head is not cracked, distorted, or fractured before usage.
- Continuous use should not exceed eight minutes.
- Prevent the device from coming in touch with metal surfaces, other beauty products, or electronic appliances while the power is on.
- Remove your makeup before using the device on your face.
- At least 24 hours should elapse between subsequent applications to the same region.
- Before cleaning the device, ensure the power is off, and the AC adapter is unplugged.


POWER SUPPLY

- Use the provided AC adapter and USB cord with this product.
- When storing the device, do not wrap the USB cord around the device or AC adapter.
- Before charging the device, ensure that the charging port and USB cord are dry.
- Do not pull the AC adapter or USB cable when moving or lifting the device.
- Ensure operation within the voltage range of 100 to 240 volts.

パッケージの詳細

パッケージには、
以下のものが入っ
ています。

- | | | | |
|---|----------------|---|-------|
| 1 | Élégance | 5 | 取扱説明書 |
| 2 | Lotion Oxygène | 6 | USB |
| 3 | Sérum La Crème | 7 | バッグ |
| 4 | Beauté Coton | | |



本体仕様

ÉLÉGANCEには4つのモードがあります。

- CLEAN (クリーン)
- IPL
- リフト
- アイケア

本体には2つのボタンがあります。

1



電源スイッチ

2




Mボタン

注意事項



外部ケーブルでの充電は避けてください。




機器の洗浄に水を使わないでください。



動作モード


1 電源オン/オフ

オン/オフボタンを3秒間押し、電源をオン/オフします。




2 モードを選択します。

オン/オフボタンを短く押し、モードを切り替えます (クリーン、リフト、アイケア、IPL)。




3 振動の強さを設定します

を押すことで、各モードの振動レベル (低、中、高) を選択することができます (アイケアモードを除く)。



4 EYE CARE ライト

このモードを選択した場合、"M"ボタンを押すことにより、赤色光治療を開始するかどうかを選択することができます。



モード選択

CLEAN

肌の汚れを落とすにはCleanモードを選択します。ローション・オキシジェンヌを塗布すると、より効率よく効果を得ることができます。クリーニングする部分の大きさに応じて、振動の強さを調節します。

LIFT

肌を活性化させるために、リフト設定を使用します。さらに効率を上げるためにSérum La Crèmeを使用することができます。

IPL

輝くような若返り肌には、IPLモードを選択します。効率を上げるために、Sérum La Crèmeを使用します。

EYE CARE

目の周りのクマやシワを軽減するために、アイケアを選択します。Sérum La Crèmeを使用することで効率を上げることができます。

メンテナンスについて


本機の充電には、付属のアクセサリーのみを使用してください。

本機の充電には1時間かかります。インジケータランプは、充電が完了したことを示します。


使用後は、ティッシュで本体のヘッド部分を拭いてください。

CLEAN


- 1** コットンストッパーを本体から外し、コットンをかぶせます。コットンストッパーを元に戻して、コットンパッドを固定します。




- 2** コットンにローションオキシジェンを染み込ませておくと、より効果的です。





- 3** 電源ボタンをクリックしてクリーンモードを選択します。



- 4** Mボタンを押し、振動レベルを選択します。




クリーンモードを1分間使用し、
効果的に肌を清潔にします。




IPL


- 1** コットンストッパーをデバイスから取り出し、新しいコットンパッドに交換します。
コットンストッパーを元に戻して、コットンパッドを固定します。




- 2** 新しいコットンにSérum La Crèmeを染み込ませることで、効果を高めることができます。



- 3** Powerボタンをクリックして、IPLモードを選択します。




- 4** Mボタンを押し、振動レベルを選択します。



最適な効果を得るために、IPL
モードを2分間使用します。

5 から6までの部位を1回ずつ、順次モード設定し
ます。




6 コットンパッドを取り外し、ティッシュペーパーで
機器のヘッドを拭きます。




LIFT


- 1** コットンストッパーをデバイスから取り外し、新しいコットンパッドに交換します。コットンパッドの交換は、コットンパッドの修理のために行います。




- 2** 新しいコットンパッドに *Sérum La Crème* を染み込ませると、効果が高まります。



- 3** 電源ボタンを押して、リフトモードを選択します。




- 4** Mボタンを押して、振動レベルを選択します。



リフトモードを3分間使用すると、効率よくリフトアップすることができます。

5 デバイスを順次モードにしてください。




6 コットンを取り除いた後、ティッシュでデバイスのヘッドを清掃してください。




EYE CARE


- 1** 装置からコットンストッパーを取り、新しいコットンパッドに交換します。コットンストッパーを元に戻して、コットンをとめます。




- 2** 新しいコットンにSérum La Crèmeを染み込ませることで、効果を高めることができます。



- 3** 電源ボタンでアイケアモードを選択します。




- 4** 「M」ボタンを押し、赤色光治療を行うかどうかを選択します。



アイケアモードを2分間使用すると、
最大限の効果が得られます。

5 各部位を同時にケアしてください。



6 コットンを使用した場合は、コットンを取り除き、ティッシュで機器のヘッドを拭いてください。



安全に関する注意事項

次のような条件下では使用しないでください。

- ・ ペースメーカーなどの植込み型電子医療機器、人工心肺装置、生命維持のための医療機器、心電計、その他の装着型ガジェットと併用する場合。
- ・ 皮膚の病気やトラブルがある方、アレルギー体質の方、敏感肌の方。
- ・ 病気、酩酊状態、妊娠中、生理中、授乳中、眠気を催す薬を服用している場合。
- ・ 目や顔の手術をしたことがある方、目や顔の病気の治療を受けている方。

同じ部位に繰り返し塗布しないでください。

- ・ 使用中、デバイスが皮膚上を移動していることを確認すること。電極ヘッドの全面に届かない部分には使用しないでください。

警告!

- ・ 可燃物の近くで使用しないでください。
- ・ 耐水性がないため、浴室や浴槽、シャワー、流し台など水の入った容器の近くでは使用しないでください。
- ・ 本機の分解、修理、改造はしないでください。
- ・ 異臭や異常な発熱など、異常が発生した場合は使用を中止してください。
- ・ 充電中に地震を感じたり、雷を目撃したりした場合は、機器の電源を切ってください。
- ・ 本製品は適切な場所に保管してください。

注意!

- 使用する前に、電極ヘッドに亀裂や歪み、破損がないことを確認してください。
- 連続使用は8分以内に行ってください。
- 電源が入っているときは、金属面、他の美容製品、電化製品に触れないようにしてください。
- 顔に使用する際は、メイクを落としてからご使用ください。
- 次に同じ部位に使用する場合は、少なくとも24時間以上経過してください。
- お手入れの際は、電源がオフになっていること、ACアダプターが抜かれていることを確認してください。


電源について

- 本製品には、付属のACアダプターおよびUSBコードをご使用ください。
- 本製品を保管するときは、USBコードを本製品やACアダプターに巻きつけないでください。
- 充電するときは、充電口やUSBコードが乾いていることを確認してから行ってください。
- 本製品を移動するときや持ち上げるときは、ACアダプターやUSBコードを引っ張らないようにしてください。
- 00~240ボルトの電圧範囲内で動作することを確認してください。

DÉTAILS DU PAQUET

SUR VOTRE COLIS, VOUS TROUVEREZ :

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1 Élégance | 5 Manuel d'utilisation |
| 2 Lotion Oxygène | 6 USB |
| 3 Sérums La Crème | 7 Sac |
| 4 Beauté Coton | |



SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

ÉLÉGANCE DISPOSE DE QUATRE MODES :

- CLEAN
- IPL
- LIFT
- SOIN DES YEUX

L'APPAREIL COMPORTE DEUX BOUTONS :

1



Le bouton d'alimentation

2




Bouton M

PRÉCAUTION



Évitez de charger l'appareil avec des câbles externes.




N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'appareil.



MODE DE FONCTIONNEMENT

1 MISE SOUS TENSION/ HORS TENSION

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant trois secondes.




2 SÉLECTION DU MODE

Maintenez brièvement le bouton marche/arrêt pour changer de mode (Clean, Lift, Eye Care, IPL).




3 RÉGLEZ L'INTENSITÉ DES VIBRATIONS

En appuyant sur le bouton "M", vous pouvez sélectionner le niveau de vibration (faible, moyen ou élevé) pour chaque mode (sauf pour le mode Eye Care).



4 LUMIÈRE DE SOIN DES YEUX

Lorsque vous sélectionnez ce mode, vous pouvez choisir de lancer ou non la thérapie par lumière rouge en appuyant sur le bouton "M".



CHOIX DU MODE

CLEAN

Sélectionnez le mode Clean pour éliminer la saleté et les taches de votre peau. Vous pouvez appliquer la Lotion Oxygène pour gagner en efficacité. Réglez l'intensité des vibrations en fonction de la taille de la zone à nettoyer.

LIFT

Pour revitaliser votre peau, utilisez le réglage Lift. Vous pouvez utiliser Sérums La Crème pour une meilleure efficacité.

IPL

Sélectionnez le mode IPL pour une peau éclatante et rajeunie. Pour une efficacité accrue, utilisez Sérums La Crème.

EYE CARE

Sélectionnez le mode Eye Care pour réduire les cernes et les rides autour des yeux. Vous pouvez améliorer votre efficacité en utilisant Sérums La Crème.

ENTRETIEN


Utilisez uniquement les accessoires fournis pour charger la batterie de l'appareil.

Comptez 1 heure pour que l'appareil se charge. Le témoin lumineux indique que la batterie est complètement chargée.


Après utilisation, nettoyez la tête de l'appareil avec le tissu.

MODE NETTOYAGE


- 1** Retirez le bouchon de coton de l'appareil et recouvrez-le d'un coton. Remplacez le bouchon en coton pour fixer le coton.




- 2** Pour améliorer l'efficacité, immergez un coton avec la **Lotion Oxygène**.





- 3** Choisissez le mode **CLEAN** en cliquant sur le bouton Power.



- 4** Sélectionnez le niveau de vibration en appuyant sur M.




Utilisez le mode CLEAN pendant une minute pour nettoyer efficacement la peau.




MODE IPL


- 1** Retirez le bouchon de coton de l'appareil et remplacez-le par un coton frais. Remplacez le bouchon de coton pour fixer le coton.




- 2** Vous pouvez améliorer l'efficacité des cotons frais en les imbibant de **Sérum La Crème**.



- 3** Choisissez le mode **IPL** en cliquant sur le bouton Power.




- 4** Sélectionnez le niveau de vibration en appuyant sur M.




Pour une efficacité optimale, utilisez le mode IPL pendant deux minutes.

5 Modez l'appareil de manière séquentielle des zones 1 à 6, une fois pour chaque région.




6 Retirez le coton et essuyez la tête de l'appareil avec du papier de soie.



MODE LIFT


- 1** Retirez le bouchon de coton de l'appareil et remplacez-le par un nouveau coton.




- 2** Les nouveaux tampons de coton peuvent être imbibés de **Sérum La Crème** pour augmenter leur efficacité.



- 3** Sélectionnez le mode **LIFT** en appuyant sur le bouton Power.




- 4** Sélectionnez le niveau de vibration en appuyant sur le bouton M.




Utilisez le mode LIFT pendant 3 minutes pour un lifting efficace.

5 Modelez l'appareil de manière séquentielle.




6 Nettoyez la tête de l'appareil avec un mouchoir en papier après avoir retiré le coton.




MODE SOINS DES YEUX


- 1** Retirez le bouchon de coton de l'appareil et remplacez-le par un coton frais. Remplacez le bouchon en coton pour fixer le coton.




- 2** Vous pouvez améliorer l'efficacité des cotons frais en les imbibant de **Sérum La Crème**.



- 3** Sélectionnez le mode **SOINS DES YEUX** à l'aide du bouton d'alimentation.




- 4** Choisissez d'engager ou non la thérapie par lumière rouge en appuyant sur le bouton "M".




Utilisez le mode EYE CARE pendant 2 minutes pour une efficacité maximale.

5 Traitez chaque région en même temps.



6 Si vous avez utilisé un coton, retirez-le et essuyez la tête de l'appareil avec un mouchoir en papier.



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

- Si vous avez une affection ou un problème de peau, une allergie ou une peau sensible.
- Si vous êtes malade, en état d'ébriété, si vous êtes enceinte, si vous avez vos règles, si vous allaitez ou si vous prenez un médicament contre la somnolence.
- Si vous avez subi une opération des yeux ou du visage ou si vous êtes traité pour une maladie des yeux ou du visage.

NE PAS APPLIQUER DE FAÇON RÉPÉTÉE SUR LA MÊME ZONE :

- Veillez à ce que l'appareil soit déplacé sur la peau pendant son utilisation. Ne pas utiliser sur des zones qui ne peuvent pas être atteintes par toute la surface de la tête de l'électrode.

AVERTISSEMENT !

- Ne pas utiliser dans la salle de bain ou près d'une baignoire, d'une douche, d'un évier ou d'autres récipients remplis d'eau, car il n'est pas résistant à l'eau.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier cet appareil.
- Cessez d'utiliser l'appareil si un problème quelconque survient, tel qu'une odeur anormale ou une chaleur excessive.
- Rangez l'appareil dans un endroit approprié.

ATTENTION !

- Assurez-vous que la tête de l'électrode n'est pas fissurée, déformée ou fracturée avant de l'utiliser.
- L'utilisation continue ne doit pas dépasser huit minutes.
- Évitez que l'appareil n'entre en contact avec des surfaces métalliques, d'autres produits de beauté ou des appareils électroniques lorsqu'il est sous tension.
- Retirez votre maquillage avant d'utiliser l'appareil sur votre visage.
- Au moins 24 heures doivent s'écouler entre deux applications successives sur la même région.
- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est hors tension et que l'adaptateur secteur est débranché.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Utilisez l'adaptateur secteur et le cordon USB fournis avec ce produit.
- Lorsque vous rangez l'appareil, n'enroulez pas le cordon USB autour de l'appareil ou de l'adaptateur secteur.
- Avant de charger l'appareil, assurez-vous que le port de charge et le cordon USB sont secs.
- Ne tirez pas sur l'adaptateur secteur ou le câble USB lorsque vous déplacez ou soulevez l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil fonctionne dans une plage de tension de 100 à 240 volts.

